

PROFORMA

Réf : FP-13-12-1610

Date : 19/12/2013

Suite à votre demande de prix



Code Client CLT0148

R. Sociale CLIENT COMPTOIRE

Adresse

Contact NOM DU CLIENT

Tél.

Fax

Etablis par : FETHI DKHIL le : 20/12/2013 19:48:52

Page 1 de 2

Cher Clients,

Nous avons l'honneur de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les articles ci-dessous mentionnés:

Réf	Désignation	Disp	Qté	Unité	P. U. HT	REM %	P. U. TTC	TVA %	M. HT	M.TTC
7647518201	1580R, Multi-purpose Centrifuge without Rotor (220V, 50/60Hz Marque : LABOGENE Origine : Denmark Modèle : 1580R * Reconnaissance automatique des Rotors * Systèmes d'alarme automatique pour : déséquilibre, température et vitesse élevées * Choix de programmation en Force centrifuge (RCF/g) ou vitesse (rpm) * plage de vitesse : 15000 tr/min / 25910 x g * plage de température : de -20°C à +40°C * Contrôle automatique par microprocesseur * Fonction "FASTCOOL" pour refroidissement rapide de l'appareil * Fonction "PULSE" pour démarrage rapide de la centrifugation * 5 paliers programmables de freinage et d'accélération * Mémoire pour 100 programmes de centrifugation * Minuterie de 9 heures 59 min * Mode marche continue * Affichage numérique via un écran LCD : vitesse, température et temps * Une large gamme de rotors et accessoires pour plusieurs types de tubes	DISPO	1	Syst	14 500.000		16 240.000	12%	14 500.000	16 240.000
760411110R	Fixed Angle Rotor, GRF-85-6-1580R with lid	DISPO	1	1P	0.000		0.000	18%	0.000	0.000
7604111170R	Fixed Angle Rotor, GRF-m2.0-24-1580R with lid	DISPO	1	1P	0.000		0.000	18%	0.000	0.000
7604113020	15 ML Conical Adaptor for Rotor GRF-85-6	DISPO	6	1P	0.000		0.000	18%	0.000	0.000

MF: 1089274 R/A/M 000 – RC: 80117862009 – CD: 838457Z-55, Avenue Khaiereddine Bacha – Bloc B – 2^{ème} étage – 1073 Montplaisir – Tunis

Tél : +216 71 908 434 – 71 908 344 / Fax : +216 71 908 445 / E-mail : bio-source@biosource-tunisie.com



VIVANTIS

Honeywell

PROFORMA

Réf : FP-13-12-1610

Date : 19/12/2013

Suite à votre demande de prix



Code Client CLT0148
R. Sociale CLIENT COMPTOIRE

Adresse

Contact NOM DU CLIENT
Tél. Fax

Page 2 de 2

Réf	Désignation	Disp	Qté	Unité	P. U. HT	REM %	P. U. TTC	TVA %	M. HT	M.TTC
7604113040	50 ML Conical Adaptor for Rotor GRF-85-6	DISPO	6	1P	0.000		0.000	18%	0.000	0.000

Arrêté la présente proforma à la somme de:

Seize mille deux cent quarante dinars***

En attente de votre confirmation veuillez accepter nos salutations les plus distinguées.

Service commercial



Total Brut H.T.	14 500.000
Remise	-
Net H.T.	14 500.000
Total TVA	1 740.000
Net TTC	16 240.000

MF: 1089274 R/A/M 000 – RC: B0117862009 – CD: 838457Z-55, Avenue Khaiereddine Bacha – Bloc B – 2^{ème} étage – 1073 Montplaisir – Tunis
Tél : +216 71 908 434 – 71 908 344 / Fax : +216 71 908 445 / E-mail : bio-source@biosource-tunisie.com

FISTREAM International Ltd



LABOMED

AMRESCO

LABOGENE

AXIS

MBcell

Biologio

vivantis

Honeywell